


# ENDOSHAFT COVER® GYNECOLOGY LINE - G.D.K.

La migliore protezione oggi disponibile



Sistema monouso sterile per isteroscopi, con guaina protettiva e camicia per il passaggio dei fluidi



## CARATTERISTICHE

- Guaina protettiva in PVC
- Camicia esterna in materiale polimerico, atraumatico
- Lente performante che non altera la visione
- Latex e DEHP free



## PREVENZIONE

- Barriera assoluta contro microrganismi e prioni\*
- Prevenzione del rischio infettivo per pazienti e operatori
- Protezione del rischio biologico per gli operatori



## VANTAGGI

- Reprocessing e sterilizzazione dello strumento endoscopico non necessari
- Montaggio semplice e sicuro
- Aumento del ciclo di vita dell'endoscopio
- Disponibile per tutti gli strumenti presenti sul mercato


\* Test eseguiti dal Laboratorio di Immunobiochimica di Brescia e da Safe srl

**Xmed S.r.l.**  
Via Statale Sud, 113 - 41037 Mirandola (MO) - ITALY  
Tel. +39 0535 611467 - Fax +39 0535 607564  
info@xmed.it - [www.xmed.it](http://www.xmed.it)



# ENDOSHAFT COVER<sup>®</sup> GYNECOLOGY LINE - G.D.K.

The highest protection available on the market today



Sterile disposable kit made of inner and outer sheath. The outer sheath provides an inflow and outflow channel to introduce the fluids



## FEATURES

- Protective PVC sheath
- Outer sheath made of polymeric, atraumatic material
- High quality vision
- Latex and DEHP free



## PREVENTION

- Total barrier against microorganisms and prions\*
- Cross-contamination prevention
- Biological hazard protection



## ADVANTAGES

- Unnecessary refurbishing and sterilization of the instrument
- Easy and safe application
- Extends the instrument life span
- GDK line fits to any instrument model available on the market

\* Tests made by Laboratorio di Immunobiochimica in Brescia and by Safe srl

**Xmed S.r.l.**  
Via Statale Sud, 113 - 41037 Mirandola (MO) - ITALY  
Tel. +39 0535 611467 - Fax +39 0535 607564  
info@xmed.it - [www.xmed.it](http://www.xmed.it)

