

ENDOSHAFT COVER® UROLOGYLINE - U.D.K. FLEX

La migliore protezione oggi disponibile



Guaina protettiva monouso
sterile per cistoscopi flessibili



CARATTERISTICHE

- Materiale polimerico che permette una perfetta adesione allo strumento
- Lente performante che non altera la visione
- Accesso ad Y per il passaggio di liquidi e strumenti accessori



PREVENZIONE

- Barriera assoluta contro microrganismi e prioni*
- Prevenzione del rischio infettivo per pazienti e operatori
- Protezione del rischio biologico per gli operatori



VANTAGGI

- Reprocessing e sterilizzazione dello strumento endoscopico non necessari
- Montaggio semplice e sicuro
- Aumento del ciclo di vita dell'endoscopio
- Disponibile per tutti gli strumenti presenti sul mercato

* Test eseguiti dal Laboratorio di Immunobiochimica di Brescia e da Safe srl

Xmed S.r.l.
Via Statale Sud, 113 - 41037 Mirandola (MO) - ITALY
Tel. +39 0535 611467 - Fax +39 0535 607564
info@xmed.it - www.xmed.it



ENDOSHAFT COVER[®] UROLOGYLINE - U.D.K. FLEX

The highest protection available on the market today



Sterile disposable sheath for flexible
cystoscopes



FEATURES

- Sheath made of polymeric material, insuring a perfect adherence to the instrument
- High quality vision
- Y connector providing one access for fluids and one for instrumental accessories



PREVENTION

- Total barrier against microorganisms and prions*
- Cross-contamination prevention
- Biological hazard protection



ADVANTAGES

- Unnecessary refurbishing and sterilization of the instrument
- Easy and safe application
- Extends the instrument life span
- UDK flex line fits to any instrument model available on the market

* Tests made by Laboratorio di Immunobiochimica in Brescia and by Safe srl

Xmed S.r.l.
Via Statale Sud, 113 - 41037 Mirandola (MO) - ITALY
Tel. +39 0535 611467 - Fax +39 0535 607564
info@xmed.it - www.xmed.it

