

USB Video-Rino-Laringoscopio

RSX / RSX-P Pediatrico



Video-Rino-Laringoscopio

Modello:	RSX USB	RSX-P
Diametro:	3.9mm	2.9mm
Lunghezza operativa	310mm	
Angolo di apertura visuale:	90°	
Angolazione verso l'alto/il basso:	130°/130°	
Peso:	appross. 330g incl. Cavo di connessione USB	
Interfaccia:	USB	
Fonte di luce:	Fonte di Luce LED ad alta potenza integrata	
	Strumento completamente immergibile per pulizia/disinfezione	



Tablet Medicale

Modello:	10,1" Tablet PC Medicale, design senza ventole
Capacità:	256GB SSD
Sistema operativo:	Windows 10
Alimentazione:	Batteria intercambiabile
Risoluzione:	1280x800 Pixel
Operazione:	Pannello Multi Touch con vetro frontale rinforzato
Interfaccia:	W-LAN 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, USB
Altoparlanti:	integrato
Microfono:	integrato
Dimensioni:	292x196x20mm
Peso:	1.1Kg


USB Video-Rino-Laringoscopio



RSX USB / RSX-P Pediatrico

Plug & Play: Tutto ciò che serve

Diagnosi performanti. Made in Germany



- RSX diametro di 3.9mm
- RSX-P diametro di 2.9mm (Pediatrico)
- ultra-compatto con LED integrato
- connessione USB

processore della videocamera integrato

fonte di luce LED ad alta potenza integrata

interfaccia USB




telecamera in punta


Accessori




Sistema portatile



connessione diretta al PC Medicaie



connessione diretta al Tablet Medicaie



Tablet Medicaie