

SCHEDA TECNICA

Processore di Immagini C100A

Fabbricante: **Zhongshan Wesee Meditech Co., Ltd.**
6F, Building C, No.2 Jianshuo Street, South
China Modern Chinese Medicine Park,
HoChung Village, Nanlang town, Zhongshan
City, Guangdong Province, China, 528451

Distributore unico per l'Italia: **X-MED S.r.l.**
Via Statale Sud, 113
41037 Mirandola, (MO), IT

Modello: C100A

**Classificazione secondo il Regolamento
UE 2017/745:** Classe I

**Identificativo di registrazione al
Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM):** 2605214/R

Classificazione CND: Z12020406

Basic UDI-DI: 697444623C100A7Y

Garanzia del prodotto: 12 mesi

Destinazioni d'uso:

Il Processore di Immagini endoscopico deve essere utilizzato insieme ai videoscopi Wesee per la visione delle immagini durante la procedura endoscopica. Il dispositivo non deve essere usato per altri scopi.

Descrizione: Il processore C100A in abbinamento alla serie di endoscopi Wesee fornisce una qualità d'immagine allo stato dell'arte. Il processore C100A adotta una tecnologia di elaborazione delle immagini completamente digitale per ripristinare il colore dell'endoscopio e presentare immagini ad alta definizione.

Caratteristiche tecniche:

Lunghezza	171 mm
Larghezza	214 mm
Altezza	65 mm
Peso	2,1 kg
Controllo	Regolare la luminosità
Bilanciamento del bianco	Attraverso il controllo manuale
Funzionalità	Scattare foto e video e riprodurli
Archiviazione	Scheda SD
Risoluzione segnale in uscita (HDMI)	1280*800
Tensione d'ingresso	12V _{DC} 2,5A
Tensione di uscita	5V
Tensione di alimentazione con adattatore di alimentazione PH40-12	100-240V~, 50/60Hz. 0,8-0,5A, 70VA
Tensione di uscita	12V _{DC} 2,5A
Collegamento di alimentazione	Adattatore di alimentazione per UE/CHN
Frequenza	50-60 Hz
Temperatura	5°C~+40°C
Umidità relativa	30%-85%
Pressione atmosferica	700-1060hPa
Vita media	5 anni

Materiale incluso nella confezione:

Il dispositivo C100A è confezionato insieme:

- Processore video endoscopico;
- Adattatore di alimentazione;
- Cavo del videoscopio;
- Cavo HDMI;
- Scheda SD;
- Manuale d'uso